

MANTENIMIENTO EQUIPOS PAP

Limpieza de equipo y humidificador en casa

¿Qué es un equipo PAP?

PAP

El tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias (PAP, por sus siglas en inglés) usa un dispositivo para bombear aire bajo presión dentro de las vías respiratorias de los pulmones ayudando a mantener la traquea abierta durante el sueño.

RESMED S10



Implementos

- Paños Húmedos
- Agua Tibia
- Jabón de pH Neutro (Bebé) o jabón de manos
- Cepillo de dientes



Limpieza Equipo

- Con un pañito húmedo limpiar la parte externa e interna (donde se coloca el humidificador) del equipo.



MANTENIMIENTO DE MASCARA

Instrucciones para la limpieza de máscara y manguera.

- Lave la manguera y máscara en agua tibia y con jabón de pH neutro.
- Enjuague la manguera y la máscara.
- Deje secar a la luz directa y/o calor.



Nota: No lavar en el lavavajillas o lavadora

Limpieza Humidificador

- Sostenga el humidificador y retírelo suavemente del dispositivo.
- Adicionar agua tibia con un poco de jabón a la cubeta de agua.
- Dejarlo por 5 minutos.
- Con el cepillo de dientes lavar las esquinas del humidificador.
- Enjuagar.
- Dejar secar fuera de la luz solar.

Nota: No utilizar ni toallas, ni papel higiénico para secar el humidificador.



No olvide desconectar el equipo de la toma de corriente